

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: hno@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.hamilton.nt-rt.ru

Микрошприцы и аксессуары для хроматографии Hamilton

Заправочные шприцы для насосов для жидкостной хроматографии (WATERS® HPLC)

- Заправочные шприцы для HPLC насосов 6000, 6000A, 501, 510, 590, 610 и 610E.
- Спроектированы для максимальной безопасности
- Давление до 700 psig
- Плунжер с кончиком из PTFE



Каталожный номер	Объем	Модель
81610	10 мл	1010W
90609	Сборный PTFE-шланг, используемый для заливки	KF9TF

Септы



Hamilton предлагает 4 различных варианта септ: септы для автосамплеров для газовой хроматографии с длительным сроком эксплуатации, высокотемпературные септы (до 400 C), высокотемпературные септы (до 212 C), и трехслойные септы (до 212 C).


Набор для чистки игл



Hamilton предлагает вольфрамовые нити различного диаметра для чистки игл. Биоразлагаемый чистящий концентрат помогает удалить стойкие загрязнения.

Детали, адаптеры и шланги Hamilton HV

- Для клапанов Hamilton
- Используйте специальное соединение для присоединения шлангов к клапанам (100 psig или менее)
- Используйте луэры с наружной резьбой, с внутренней резьбой и зубчатые детали для присоединения шприцов, оборудования, или других приборов к клапанам Hamilton
- Детали и адаптеры изготовлены из CTFE, если не указано обратное
- Некоторые детали, такие как луэры с наружной резьбой, с внутренней резьбой, наконечники Луэра и зубчатые детали имеют два диаметра порта, 0,59" и 0,118" для оптимизации потока
- Адаптеры и детали Hamilton устанавливаются вручную и обеспечивают прочное соединение, выдерживающее давление до 100 psig



Клапан MTB sampling



Этот двухпозиционный клапан с рычажным приводом используется для хранения и транспортировки образцов в любой шприц GASTIGHT TLL.

Съемные адаптеры для игл



Hamilton предлагает три различных съемных (RN) адаптера для съемных игл (RN) для шприцов объемом 250 мкл и более. Внутренний диаметр порта 0,39".

Шприцы для продувки и улавливания (Purge and Trap)

Шприцы для продувки и улавливания (Purge and Trap) объемом 5 и 25 мкл были разработаны специально для анализа образцов питьевой воды по технике EPA (смотри методы EPA 502.1, 502.2, 503.1, 524.1 и 524.2)

Эти шприцы идеальны для продувки и улавливания, потому что Вы можете легко удалить плунжер шприца и поместить образцы воды непосредственно в цилиндр шприца. Вы можете добавить внутренний стандарт или идентификационный образец непосредственно в Ваш образец через клапан с поворотным замком с помощью шприца объемом 10 мкл.



Каталожный номер	Описание
81570	Шприц Purge and Trap, 5 мкл, 1005SLPT

82570	Шприц Purge and Trap, 25 мкл, 1025SLPT
80300	Шприц, объем 10 мкл, 701 N (26s/51/2) для добавления внутреннего стандарта или идентификационного образца в Purge and Trap шприц
86789	Клапан Purge and Trap, HVDP 2-5, с луэром с внутренней резьбой для использования с концентраторами Tekmar™ и O-I

Адаптер для септ

Шприцы для хранения и впрыскивания образцов поставляются в комплекте с адаптером. Адаптер может быть использован с шприцами TLL и наконечниками типа Луэр. Септы сменные.



Каталожный номер	Описание
31335	Адаптер для септ (TLL), включает 12 септ
75810	Сменные септы, диаметр 7 мм, 12 шт./уп.

Очиститель для шприцев

Очиститель для шприцев 7000 серии 7000 Series MODIFIED MICROLITERT с нагревом (370C) или с помощью вакуума для удаления загрязнений. Шприцы MICROLITERT and GASTIGHT® могут быть очищены с помощью реостата напряжения.



Каталожный номер	Описание
76610	Очиститель для шприца, 120V
76615	Очиститель для шприца, 220V
76022	Сменные септы, диаметр 5 мм, 12 шт./уп.

Информация для заказа

Наименование	Объем	Кат.Номер
<u>1/4x28 FITTING(1.6mm),10pcs</u>		88806 

<u>1/4x28 FITTING(3.2mm),10pcs</u>		88807	
<u>1000 O-RING 2-2</u>		R16111	
<u>1001 RN 1mL Syr (22/51/2)</u>		R81330	
<u>1001C SYR SPARK ND 1ML</u>		54661-01	
<u>1002 LLSN (18/8.5"/3)</u>		161714	
<u>1002 LLSN (20/4.38"/3)</u>		161709	
<u>1002C SYR SPARK ND 2.5ML</u>		54662-01	
<u>1010 TLL 10mL Syr</u>		R81620	
<u>1010 TLLCH 10mL Syr</u>		81624	
<u>1010 W 10mL Syr</u>		81610	
<u>1702C SYR SPARK ND 25µL</u>		62161-01	
<u>1710 C 100uL SPCL</u>		159902	
<u>1710C SYR SPARK ND 100µL</u>		54658-01	
<u>1725 TLLX BAUSCH & LOMB</u>		200880	
<u>1725C SYR SPARK ND 250µL</u>		54659-01	
<u>175 ASN 5µL (23s-26s/43/AS)</u>		R80076	
<u>175 ASN 5µL Syr (23s/43/AS)</u>		R80074	
<u>175 ASRN 5µl(23s-26s/43/AS)</u>		R80086	
<u>1750C SYR SPARK ND 500µL</u>		54660-01	
<u>3-LAYER SEPTA 10,00mm 12PCS</u>		76005	
<u>3-LAYER SEPTA 11,12mm 12PCS</u>		76007	
<u>3-LAYER SEPTA 11,91mm 12PCS</u>		76013	
<u>3-LAYER SEPTA 12,70mm 12PCS</u>		76006	
<u>3-LAYER SEPTA 13,10mm 12PCS</u>		76009	
<u>3-LAYER SEPTA 14,27mm 12PCS</u>		76015	
<u>3-LAYER SEPTA 15,08mm 12PCS</u>		76016	
<u>3-LAYER SEPTA 15,87mm 12PCS</u>		76008	
<u>3-LAYER SEPTA 16,66mm 12PCS</u>		76017	
<u>3-LAYER SEPTA 18,26mm 12PCS</u>		76019	
<u>3-LAYER SEPTA 19,05mm 12PCS</u>		76020	
<u>3-LAYER SEPTA 5,00mm 12PCS</u>		76022	
<u>3-LAYER SEPTA 6,35mm 12PCS</u>		76001	
<u>3-LAYER SEPTA 7,13mm 12PCS</u>		76010	
<u>3-LAYER SEPTA 7,92mm 12PCS</u>		76002	
<u>3-LAYER SEPTA 9,02mm 12PCS</u>		76003	
<u>3-LAYER SEPTA 9,52mm 12PCS</u>		76004	
<u>7000.5 5µL REPKI(.24/102/3)</u>		86258	
<u>7000.5 ASRN GA26S PLG/NDL</u>		38063	
<u>7001 ASN 1 µL Syr(26/43/AS)</u>		80175	
<u>701 N 10 µL Syr (23s/51/AS)</u>		80342	
<u>701 N 10 µL Syr (32/75/3)</u>		80351	
<u>701 N 10µLSyr(26s/51/2)6p/k</u>		R80366	

<u>701N 10µLMICSYRPIPO.2-3µL</u>		84250	
<u>702 N (22s/51/2)</u>		R80400	
<u>705 N 50µL Syr (22s/51/2)</u>		R80500	
<u>710 N (22s/51/2)</u>		R80600	
<u>7101 KHCH 1µL (22/70/3)</u>		86204	
<u>7101 KHWG 1µL (22/70/3)</u>		86207	
<u>8 CHANNEL ADJ. 0.2MM SYR</u>		84611	
<u>8 CHANNEL RN SYR 0.2MM</u>		84711	
<u>800 RN(26s,22s/51/2)Multip.</u>		84890	
<u>ADAPTER M6X1 TO 1/4X28</u>		R32821	
<u>ADJUSTMENT BLOCK SCREW</u>		16214	
<u>AGLS NEEDLE 0.2MM 4 P/K</u>		78633	
<u>AGLS NEEDLE 0.3MM 4 P/K</u>		78631	
<u>ALLEN SET SCREW</u>		16685	
<u>CL.WIRE FOR GA22S/26S,10pcs</u>		18300	
<u>CLEAN.SOLUTION CONCEN.500CC</u>		18311	
<u>CLEAN.SOLUTION CONCENT.70CC</u>		18310	
<u>CLEAN.WIRES FOR GA22(10pcs)</u>		18304	
<u>CLEAN.WIRES FOR GA23(10pcs)</u>		18303	
<u>CLEAN.WIRES FOR GA25(10pcs)</u>		18302	
<u>CLEAN.WIRES FOR GA30(10pcs)</u>		18301	
<u>CLEANING WIRE 23S,26S,31-33</u>		18306	
<u>CON TEE-FITTING,8MM I.D.</u>		19578	
<u>CONN.,F.LUER/ 1/4-20 UNC</u>		86542	
<u>CONNECT.TUBING,GA18 650MM</u>		88951	
<u>CONNECTOR, F.LUER/10-24 UNC</u>		86541	
<u>CONNECTOR, F.LUER/8-32 UNC</u>		86540	
<u>CONNECTOR, LL 1/8 NTP</u>		86536	
<u>CONNECTOR, LL 10-24 UNC</u>		86531	
<u>CONNECTOR, LL 5/16-18 UNC</u>		86534	
<u>CONNECTOR, LL 8-32 UNC</u>		86530	
<u>COUPLER 1/4 X 28 UNF-28</u>		32800	
<u>DELAY TOGGLE ADJUST.SCREW</u>		16505	
<u>DISPOS.TEFL.TUBES-701N,100p</u>		84255	
<u>DISPOS.TEFL.TUBES-702N,100p</u>		84254	
<u>DS BARREL CLAMP LARGE</u>		50040	
<u>DS BARREL CLAMP SMALL</u>		50059	
<u>F-CONNECTOR, 2 x VALVE</u>		30827	
<u>FEMALE LUER</u>		35081	
<u>FLANGING TOOL KIT 120V</u>		R88821	
<u>HEX WREN. 3/64" f.SET SCREW</u>		16476	
<u>HEXAGONAL NUT</u>		16460	

<u>HITACHI SYRINGE 500µL</u>		160310	
<u>HV 4-2, COULTER-VALVE</u>		159545	
<u>HV/HVP COMPRESSION SPRING</u>		4305-02	
<u>HV/HVP HANDLE SET SCREW</u>		16535	
<u>HVP LOCK WASHER 5/16"</u>		16427	
<u>HVX HANDLE</u>		30810	
<u>HVX2-2 VALVE</u>		R86902	
<u>INERT GAS SAMPLING VALVE</u>		86580	
<u>IVP CONTROLLER, 220 VOLTS</u>		77022	
<u>KEL-F (KF) Hub Needle, 6/pk</u>		8649-01	
<u>L/BLEED SEPTA Ø10.0mm,12pcs</u>		75805	
<u>L/BLEED SEPTA Ø11.0mm,12pcs</u>		75807	
<u>L/BLEED SEPTA Ø12.0mm,12pcs</u>		75813	
<u>L/BLEED SEPTA Ø12.7mm,12pcs</u>		75806	
<u>L/BLEED SEPTA Ø6.35mm,12pcs</u>		75801	
<u>L/BLEED SEPTA ø7.0mm, 12pcs</u>		75810	
<u>L/BLEED SEPTA ø8.0mm, 12pcs</u>		75802	
<u>L/BLEED SEPTA ø9.0mm, 12pcs</u>		75803	
<u>L/BLEED SEPTA ø9.5mm, 12pcs</u>		75804	
<u>LB Septa 10mm 50/pk</u>		75838	
<u>LB Septa 12.7mm 50/pk</u>		75836	
<u>LB Septa 17mm 50/pk</u>		75841	
<u>LB Septa 9.5mm 50/pk</u>		75833	
<u>LB Septa CG 11.5mm 50/pk</u>		75839	
<u>LB Septa CG 11mm 50/pk</u>		75835	
<u>LB Septa CG 9mm 50/pk</u>		75834	
<u>LB Septa for Shimadzu 50/pk</u>		75837	
<u>LB Septa HP OC CG 5mm 50/pk</u>		75840	
<u>LL Septa 12.7mm 25/pk</u>		75827	
<u>LL Septa 17mm 25/pk</u>		75830	
<u>LL Septa 9.5mm 25/pk</u>		75825	
<u>LL Septa CG 11.5mm 25/pk</u>		75832	
<u>LL Septa CG 11mm 25/pk</u>		75826	
<u>LL Septa CG 9mm 25/pk</u>		75831	
<u>LL Septa HP OC CG 5mm 25/pk</u>		75829	
<u>LOW PRESSURE DILL VALVE</u>		31221	
<u>LUER-LOCK ADAPTOR</u>		18026	
<u>MALE LUER</u>		35080	
<u>MALE LUER-LOCK RN HUB</u>		35083	
<u>METAL FRICTION PLUG CR 700</u>		15926	
<u>NDL.CLEANING KIT COMPLETE</u>		76620	
<u>NEEDLE GASKET CR 700-20</u>		15930	

<u>NEEDLE GASKET CR 700-200</u>		15931	
<u>NEEDLE GASKET CR 700-50</u>		15946	
<u>NRS ADKIT 700/1700 RN</u>		65460-01	
<u>NRS NDL RN 6/PK</u>		65461-01	
<u>NRS1701 RN 10µL (33/20/3)</u>		65460-05	
<u>NRS1702 RN 25µL (33/20/3)</u>		65460-10	
<u>NRS1705 RN 50µL (33/20/3)</u>		65460-15	
<u>NRS1710 RN 100µL (33/20/3)</u>		65460-20	
<u>NRS7000.5 KH 0.5µL(32/20/3)</u>		65457-01	
<u>NRS7001 KH 1.0µL (32/20/3)</u>		65458-01	
<u>NRS7002 KH 2.0µL (30/20/3)</u>		65459-01	
<u>NRS75 RN 5.0µL (33/20/3)</u>		65460-02	
<u>OIL FILTER REGULATOR ONLY</u>		31318	
<u>O-RING</u>		16174	
<u>PB HANDPROBE,VISC.SAM.PREP.</u>		77065	
<u>PCTFE COUPLING 1/4x28,10pcs</u>		88800	
<u>PCTFE JUNCTION T CONNECTOR</u>		32810	
<u>PCTFE JUNCTION Y CONNECTOR</u>		32814	
<u>PCTFE JUNCTION Y CONNECTOR</u>		32864	
<u>PCTFE M/M LUER CONN., M6x1</u>		35074	
<u>PCTFE M/M PIPE CONN.1/4x28</u>		32822	
<u>PCTFE M/M PIPE CONN.1/4x28</u>		32823	
<u>PCTFE M/M ROT. LL, M6 x 1</u>		32876	
<u>PCTFE PLUG 1/4x28THREAD,10p</u>		88802	
<u>PCTFE PLUG M6, 10 PIECES</u>		88852	
<u>PCTFE RN NEEDLE BUSHING</u>		35035	
<u>PCTFE SWIVEL CONN., 1.5mm</u>		35037	
<u>PTFE WASHER SMALL ML600 10P</u>		8142-01A	
<u>PURGE & TRAP Клапан</u>		86789	
<u>RETAINING RING</u>		19661	
<u>RN GLS NDL 0.4MM 6PK</u>		8651-03	
<u>RN GLS NEEDLE 0.2mm 6/PK</u>		8651-01	
<u>RN GLS NEEDLE 0.3mm 6/PK</u>		8651-02	
<u>RN REPLACEMENT BARREL</u>		10399	
<u>RN-NDL PEEK GA 16,51mm,6/pk</u>		8650-01	
<u>RUBBER BALL CR 700</u>		15923	
<u>SALTLINE LUER FITTING</u>		39434	
<u>SEPTUM ADAPTER ASSY</u>		31335	
<u>SPINDLE/TIP ASSEMBLY 1100</u>		52343-01	
<u>SS ADAPT.1.6/0.76mm,1/4x28</u>		32805	
<u>STSCR HXSP 4-40X.125 SST/NY</u>		19150	
<u>SYR 175 RN 5µL (32/51/3)</u>		80016	

<u>SYR 1750 C 500 µL 1/4-28</u>	81260	
<u>SYR 75 RN 5µL(32/51/3)</u>	87931	
<u>SYR,1701N,(22S/51/3),CTC-S</u>	67444-01	
<u>SYR,1701SN,(23S/51/AS)CTC-S</u>	67454-01	
<u>SYR,1702N,(22S/51/3),CTC-S</u>	67446-01	
<u>SYR,1702N,(23/51/AS),CTC-S</u>	67430-01	
<u>SYR,1705N,(22/51/3),CTC-S</u>	67450-01	
<u>SYR,1710N,(23/51/AS),CTC-S</u>	67434-01	
<u>SYR,1710SN,(22S/51/3),CTC-S</u>	67452-01	
<u>SYR,1725N,(22/51/3),CTC-S</u>	67442-01	
<u>SYR,1750N,(22/51/3),CTC-S</u>	67448-01	
<u>SYR,701N,(26S/51/AS),CTC-S</u>	67438-01	
<u>SYR,701SN,(23S/51/AS),CTC-S</u>	67440-01	
<u>SYR,75N,(26S/51/AS),CTC-S</u>	67436-01	
<u>SYR1002 LT 2.5 mL ThreaPLG</u>	81441	
<u>SYR-A CR700 SEAR NUT</u>	15921	
<u>SYRINGE CLEANER, 220 VOLTS</u>	76615	
<u>SYRINGE CLEANER,120 VOLTS</u>	76610	
<u>TRAV.BLOCK GEAR RACK SCREW</u>	16504	
<u>TRAVELLING BLOCK GEAR RACK</u>	31213	
<u>TRAVELLING BLOCK SET SCREW</u>	16546	
<u>TYGON TUBING CLAMP</u>	19463	
<u>V.DRIV.SHAFT GEAR CL.SCREW</u>	16511	
<u>VALVE CORE WRENCH</u>	31222	
<u>VALVE DRIVER W/PILOT</u>	86438	
<u>VALVE HVDX 8-5 DISTRIBUTION</u>	158468	
<u>VALVE HVXD 3-5 3mm I.D.</u>	158462	
<u>VALVE PLATE ASSY HVDX 6-5</u>	77029	
<u>VALVE PLATE ASSY HVLX 6-6</u>	77030	
<u>VALVE PLATE ASSY HVP 3-2</u>	77026	
<u>VALVE PLATE ASSY HVP 3-3</u>	77025	
<u>VALVE TIMER 220 VOLTS</u>	86451	
<u>VDRL QUANTIT. SYR 1/75 ML</u>	87801	
<u>WASHER</u>	16457	
<u>WASHER CR 700</u>	15932	
<u>Адаптер воспроизводимости Чейни, без шприца (модель 800), 10-250 мкл</u>	32146	
<u>Адаптер воспроизводимости Чейни, без шприца 25-500мкл, 7000</u>	14725	
<u>Клапан HVDX 6-5 DISTRIBUTION</u>	86915	
<u>Клапан HVDX 8-5 DISTRIBUTION</u>	86918	
<u>Клапан HVLX 6-6 SAMPLING</u>	86916	
<u>Клапан HVLX 8-7 SAMPLING</u>	86919	
<u>Клапан HVP 1-1</u>	86775	

<u>Клапан HVP 3-2</u>		86778	
<u>Клапан HVP 3-3</u>		86777	
<u>Клапан HVP 4-2</u>		86781	
<u>Клапан HVP 4-3</u>		86780	
<u>Клапан HVP 4-4</u>		86779	
<u>Клапан HVP D1-5</u>		86785	
<u>Клапан HVP D2-5</u>		86786	
<u>Клапан HVP D3-5</u>		86787	
<u>Клапан HVX 1-1</u>		86901	
<u>Клапан HVX 3-2 (есть на складе)</u>		86904	
<u>Клапан HVX 3-3</u>		86903	
<u>Клапан HVX 4-2</u>		86907	
<u>Клапан HVX 4-3</u>		86906	
<u>Клапан HVX 4-4</u>		86905	
<u>Клапан HVX D1-5</u>		86910	
<u>Клапан HVX D2-5</u>		86911	
<u>Клапан HVX D3-5</u>		86912	
<u>Клапан HVX D4-5</u>		86913	
<u>Плунжер для сменной иглы (RN-C), модель 1705 RN-C</u>		13285	
<u>Плунжер для сменной иглы (RN-C), модель 1710 RN-C</u>		13286	
<u>Плунжер для сменной иглы (RN-C), модель 1750 RN-C</u>		13288	
<u>Плунжер, модель 1702 (TLL)</u>		13269	
<u>Рифленая втулка, модель 7000.50C, объем 0,5 мкл, калибр 32 (0,23/100/90)</u>		86257	
<u>Сборный плунжер CR 700-200</u>		15910	
<u>Сборный плунжер CR 700-20</u>		15909	
<u>Сборный плунжер CR 700-20</u>		15944	
<u>Сборный плунжер, модель 1001 (SL)</u>		1343-01	
<u>Сборный плунжер, модель 1001 DX</u>		1578-01	
<u>Сборный плунжер, модель 1001.25 (LT)</u>		13243	
<u>Сборный плунжер, модель 1005 C</u>		13291	
<u>Сборный плунжер, модель 1010 C</u>		13292	
<u>Сборный плунжер, модель 1025 (TLL)</u>		13271	
<u>Сборный плунжер, модель 1050 (TLL)</u>		13272	
<u>Сборный плунжер, модель 1100 (SL)</u>		1615-03	
<u>Сборный плунжер, модель 1725 (SL)</u>		1320-01	
<u>Сборный плунжер, модель 1750 (SL)</u>		1321-01	
<u>Сборный плунжер, модель 1801 (N-RN)</u>		32193	
<u>Сборный плунжер, модель 1802 (N-RN)</u>		1160-01	
<u>Сборный плунжер, модель 1805 (N-RN)</u>		1161-01	
<u>Сборный плунжер, модель 1810 (N-RN)</u>		1161-02	
<u>Сборный плунжер, модель 1825</u>		4871-01	

<u>Сменная игла (22s/19/3)S</u>	6 шт./уп.	7787-01	
<u>Сменная игла (27/51/3)S</u>	6 шт./уп.	7762-01	
<u>Сменная игла (28/51/3)S</u>	6 шт./уп.	7762-02	
<u>Сменная игла (30/51/3)S</u>	6 шт./уп.	7762-03	
<u>Сменная игла (31/51/3)S</u>	6 шт./уп.	7762-04	
<u>Сменная игла (32/51/3)S</u>	6 шт./уп.	7762-05	
<u>Сменная игла (33/51/3)S (есть на складе)</u>	6 шт./уп.	7762-06	
<u>Сменная игла (для HP7670/ HP7671/HP7672), модель 1701RN, объем 10 мкл, калибр 26s (26s/43/AS)</u>		80011	
<u>Сменная игла (для HP7683/ HP7673), модель 701ASRN, объем 10 мкл, калибр 23s-26s (23s-26s/43/AS)</u>		80359	
<u>Сменная игла, калибр 23s-26s (23s-26s/43/AS)S</u>	6 шт./уп.	7785-01	
<u>Стеклянный баррель CR 700-200</u>		15928	
<u>Стеклянный баррель CR 700-20</u>		15927	
<u>Стеклянный баррель CR 700-20</u>		15945	
<u>Стеклянный баррель, с клапаном для удерживания образца, модель 1025, объем 25 мл</u>		1775-01	
<u>Тефлоновый наконечник CR 700-200</u>		15916	
<u>Шприц соединитель тефлоновый, с затвором Луэра, без фланца, без отверстий (без иглы), модель 1025TLL, объем 25 мл, калибр 22</u>		82521	
<u>Шприц для дилюторов, модель 1001 DX, объем 1 мл</u>		81326	
<u>Шприц для дилюторов, модель 1702DX, объем 25мкл</u>		80226	
<u>Шприц для дилюторов, модель 1705 DX, объем 50 мкл</u>		80926	
<u>Шприц для дилюторов, модель 1710 DX, объем 100 мкл</u>		81026	
<u>Шприц для дилюторов, модель 1725 DX, объем 250 мкл</u>		81126	
<u>Шприц для дилюторов, модель 1750 DX, объем 500 мкл</u>		81226	
<u>Шприц с клапаном для удерживания образца Purge&Trap, модель 1005, объем 5 мл</u>		81570	
<u>Шприц с клапаном для удерживания образца Purge&Trap, модель 1025, объем 25 мл</u>		82570	
<u>Шприц с резьбовым плунжером, затвор типа Луэра, модель 1001TPLT, объем 1 мл</u>		81341	
<u>Шприц с резьбовым плунжером, затвор типа Луэра, модель 1702TPLT, объем 25 мкл</u>		80266	
<u>Шприц с резьбовым плунжером, затвор типа Луэра, модель 1710TPLT 4000</u>		81041	
<u>Шприц с резьбовым плунжером, затвор типа Луэра, модель 1750TPLT, объем 500 мкл</u>		81242	

<u>Шприц, сменная игла (для HP7683/ HP7673), модель 7001ASRN, объем 1 мкл, калибр 23s (0,64/43/AS)</u>		80176	
<u>Шприц, встроенная игла (для HP7683/ HP7673), модель 1701ASN, объем 10 мкл, калибр 23s (23s/43/AS)</u>		80080	
<u>Шприц, встроенная игла (для HP7683/ HP7673), модель 1701ASN, объем 10 мкл, калибр 23s (23s/43/AS)</u>	6 шт./уп.	80094	
<u>Шприц, встроенная игла (для HP7683/ HP7673), модель 1701ASN, объем 10 мкл, калибр 23s-26s (23s-26s/43/AS)</u>	6 шт./уп.	80096	
<u>Шприц, встроенная игла (для HP7683/ HP7673), модель 1701ASN, объем 10 мкл, калибр 23s-26s (23s-26s/43/AS)</u>		80079	
<u>Шприц, встроенная игла (для HP7683/ HP7673), модель 75ASN, объем 5 мкл, калибр 23s-26s (23s-26s/43/AS)</u>		87993	
<u>Шприц, встроенная игла (для HP7683/ HP7673), модель 75ASN, объем 5 мкл, калибр 23s-26s (23S-26S/43/AS)</u>	6 шт./уп.	87994	
<u>Шприц, встроенная игла, модель 1001.25LTN, объем 1.25 мл, калибр 22 (22/51/2)</u>		82017	
<u>Шприц, встроенная игла, модель 1001.25LTN, объем 1.25 мл, калибр 22 (22/51/3)</u>		82016	
<u>Шприц, встроенная игла, модель 7001 N, объем 1 мкл (0,47/70/3)</u>		R80135	
<u>Шприц, модель 7000.5ASKH, объем 0.5 мкл, калибр 23 (0,64/43/AS)</u>		86276	
<u>Шприц, модель 701 SN/J, объем 10 мкл (23s/64/AS)</u>		80343	
<u>Шприц, модель 705 CA, объем 50 мкл (24/51/3)</u>		80550	
<u>Шприц, модель 705 CA, объем 50 мкл (26/63,5/3)</u>		80551	
<u>Шприц, модель 710 CA, объем 100 мкл (24/51/3)</u>		80660	
<u>Шприц, модель 725 CA, объем 250 мкл (24/51/3)</u>		80770	
<u>Шприц, с затвором Луэра, (без иглы), модель 1001.25LT, объем 1.25 мл, калибр 22 (22/51/2)</u>		82001	
<u>Шприц, сменная игла (без иглы), модель 1001RN, объем 1 мл, калибр 22</u>		7649-01	
<u>Шприц, сменная игла (без иглы), модель 1002RN, объем 2,5 мл, калибр 22</u>		7650-01	
<u>Шприц, сменная игла (без иглы), модель 1005RN, объем 5 мл, калибр 22</u>		7651-01	
<u>Шприц, сменная игла (без иглы), модель 1010RN, объем 10 мл, калибр 22</u>		7652-01	
<u>Шприц, сменная игла (для HP7683/ HP7673), модель 1701ASRN, объем 10 мкл, калибр 23s (23s/43/AS)</u>		80087	
<u>Шприц, сменная игла (для HP7683/ HP7673), модель 1701ASRN, объем 10 мкл, калибр 23s-26s (23s-26s/43/AS)</u>		80089	
<u>Шприц, сменная игла (для HP7683/ HP7673), модель 1701ASRN, объем 10 мкл, калибр 26s (26s/43/AS)</u>		80088	
<u>Шприц, сменная игла (для HP7683/ HP7673), модель 7000.5ASRN, объем 0.5 мкл, калибр 26s (0,47/43/AS)</u>		86274	
<u>Шприц, сменная игла (для HP7683/ HP7673), модель 75ASRN, объем 5 мкл, калибр 23s-26s (23s-26s/43/AS)</u>		87959	
<u>Шприц, сменная игла, игла не включена, модель 62RN, объем 2,5 мкл</u>		7632-01	
<u>Шприц, сменная игла, игла не включена, модель 65RN, объем 5 мкл</u>		7633-01	
<u>Шприц, сменная игла, модель 1001RN, объем 1 мл, калибр 22 (22/51/2)</u>		81330	
<u>Шприц, сменная игла, модель 1001RN, объем 1 мл, калибр 22 (22/51/3)</u>		81365	

<u>Шприц, сменная игла, модель 1001RNCP, объем 1 мл, калибр 22 (22/19/3)</u>	81331	
<u>Шприц, сменная игла, модель 1002RN, объем 2,5 мл, калибр 22 (22/51/2) (есть на складе)</u>	81430	
<u>Шприц, сменная игла, модель 1002RNCP, объем 2,5 мл, калибр 22 (22/19/3)</u>	81431	
<u>Шприц, сменная игла, модель 1005RN, объем 5 мл, калибр 22 (22/51/2) (есть на складе)</u>	81530	
<u>Шприц, сменная игла, модель 1005RNCP, объем 5 мл, калибр 22 (22/19/3)</u>	81531	
<u>Шприц, сменная игла, модель 1010RN, объем 10 мл, калибр 22 (22/51/2)</u>	81630	
<u>Шприц, сменная игла, модель 1010RNCP, объем 10 мл, калибр 22 (22/19/3)</u>	81631	
<u>Шприц, сменная игла, модель 1702RNCP, объем 25 мкл (22s/19/3)</u>	80231	
<u>Шприц, сменная игла, модель 1705RNCP, объем 50 мкл (22s/51/3)</u>	80931	
<u>Шприц, сменная игла, модель 1710RNCP, объем 100 мкл (22s/19/3)</u>	81031	
<u>Шприц, сменная игла, модель 1725RNCP, объем 250 мкл (22s/19/3)</u>	81131	
<u>Шприц, сменная игла, модель 1750RNCP, объем 500 мкл (22/19/3)</u>	81231	
<u>Шприц, сменная игла, модель 62RNR, объем 2,5 мкл, калибр 22s (22s/51/3)</u>	87942	
<u>Шприц, сменная игла, модель 65RNR, объем 5 мкл, калибр 22s (22s/51/3)</u>	87943	
<u>Шприц, сменная игла, модель 701RN, объем 10 мкл, калибр 32 (32/125/2)</u>	80386	
<u>Шприц, соединитель тефлоновый, с затвором Луэра, без стопора, игла не включена, модель 1702TLLX, объем 25 мкл</u>	80223	
<u>Шприц, соединитель тефлоновый, с затвором Луэра, (без иглы), модель 1025TLL, объем 25 мл, калибр 22.</u>	82520	
<u>Шприц, соединитель тефлоновый, с затвором Луэра, (без иглы), модель 1100TLL, объем 100 мл, калибр 22.</u>	86020	
<u>Шприц, соединитель тефлоновый, с затвором Луэра, без фланца (без иглы), модель 1050TLL, объем 50 мл, калибр 22</u>	85025	
<u>Шприц, соединитель тефлоновый, с затвором Луэра, (без иглы), модель 1050TLL, объем 50 мл, калибр 22.</u>	85020	
<u>Шприц, соединитель тефлоновый, с затвором Луэра, , без фланца (без иглы), модель 1050TLL, объем 50 мл, калибр 22</u>	85021	
<u>Шприц, соединитель тефлоновый, с затвором Луэра, с щелью (без иглы), модель 1005TLL, объем 5 мл, калибр 22.</u>	81527	
<u>Шприц, соединитель тефлоновый, с затвором Луэра, с щелью (без иглы), модель 1010TLL, объем 10 мл, калибр 22.</u>	81627	
<u>Шприц, соединитель тефлоновый, с затвором Луэра, без стопора, модель 1705TLLX 4000</u>	80947	
<u>Шприц, соединитель тефлоновый, с затвором Луэра, без стопора, модель 1725TLLX 4000</u>	81147	
<u>Шприц, соединитель тефлоновый, с затвором Луэра, без щели (без иглы), модель 1025TLL, объем 25 мл, калибр 22.</u>	82527	
<u>Шприц, соединитель тефлоновый, с затвором Луэра, без щели (без иглы), модель 1001TLL, объем 1 мл, калибр 22.</u>	81327	
<u>Шприц, соединитель тефлоновый, с затвором Луэра, с щелью, игла не включена, модель 1710TLL, объем 100 мкл</u>	81027	
<u>Шприц, соединитель тефлоновый, с затвором Луэра, с щелью, игла не включена, модель 1705TLL, объем 50 мкл</u>	80927	

<u>Шприц, соединитель тефлоновый, с затвором Луэра, с щелью, игла не включена, модель 1725TLL, объем 250 мкл</u>		81127	
<u>Шприц, соединитель тефлоновый, с затвором Луэра, с щелью, игла не включена, модель 1750TLL, объем 500 мкл</u>		81227	
<u>Шприц, соединитель тефлоновый, с затвором Луэра, со слотом (без иглы), модель 1050TLL, объем 50 мл, калибр 22.</u>		85027	
<u>Шприц, соединитель тефлоновый, с затвором Луэра, со стопором, игла не включена, модель 1702TLLX, объем 25 мкл</u>		80222	
<u>Шприц, соединитель тефлоновый, с затвором Луэра, с щелью (без иглы), модель 1002TLL, объем 2,5 мл, калибр 22.</u>		81427	
<u>Шприц, съемная игла из плавленного кварца, модель 1801RNFS, объем 10 мкл (0,17/100/3)</u>		87405	
<u>Шприцы для GC автосамплеров Perkin-Elmer, модель 75ASN/PE, объем 5 мкл (0,47/70/3)</u>		88040	
<u>Шприцы для GC автосамплеров Perkin-Elmer, модель 75ASN/PE, объем 5 мкл (0,63/70/3)</u>		88035	
<u>Шприцы для HPLC автосамплеров Perkin-Elmer, модель 1001 C, объем 1 мл (1/4-28) (есть на складе)</u>		81360	
<u>Шприцы для HPLC автосамплеров Perkin-Elmer, модель 1002 C, объем 2,5 мл (1/4-28)</u>		81460	
<u>Шприцы для HPLC автосамплеров Perkin-Elmer, модель 1002 C, объем 5 мл (1/4-28)</u>		81560	
<u>Шприцы для HPLC автосамплеров Perkin-Elmer, модель 1010 C, объем 10 мл (1/4-28)</u>		81660	
<u>Шприцы для HPLC автосамплеров Perkin-Elmer, модель 1701 CX, объем 10 мкл (1/4-28)</u>		80062	
<u>Шприцы для HPLC автосамплеров Perkin-Elmer, модель 1702 CX, без стопора, объем 25 мкл (1/4-28)</u>		80262	
<u>Шприцы для HPLC автосамплеров Perkin-Elmer, модель 1705 CX, объем 50 мкл (1/4-28), без стопора</u>		80962	
<u>Шприцы для HPLC автосамплеров Perkin-Elmer, модель 1710 CX, объем 100 мкл (1/4-28) без стопора,</u>		81062	
<u>Шприцы для HPLC автосамплеров Perkin-Elmer, модель 1725 CX, объем 250 мкл (1/4-28) без стопора</u>		81162	
<u>Шприцы для HPLC автосамплеров Perkin-Elmer, модель 1750 CX, объем 500 мкл (1/4-28)</u>		81262	
<u>Шприцы для HPLC автосамплеров Waters WISP, модель 1702, объем 25 мкл</u>		80020	
<u>Шприцы для HPLC автосамплеров Waters WISP, модель 1725, объем 250 мкл</u>		80024	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: hno@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.hamilton.nt-rt.ru