

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: hno@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.hamilton.nt-rt.ru

Лабораторные электроды Hamilton



	Polyplast Polyplast BNC	Polyplast Temp BNC Polyplast Temp DIN Polyplast Temp Lemo	Polyplast ORP
			
Рекомендации :	- Надежные, не требующие технического обслуживания комбинированные рН электроды - Прочная пластиковая ручка - Специально для воды и сточных вод - Серийный номер, сертификаты	- Надежные, не требующие технического обслуживания комбинированные рН электроды - Прочная пластиковая ручка - Специально для воды и сточных вод - Встроенный температурный датчик (NTC 30 kOhm or Pt1000) - Серийный номер, сертификаты	- Надежные, не требующие технического обслуживания Redox электроды - Прочная пластиковая ручка - Специально для воды и сточных вод - Серийный номер, сертификаты

Предел измерений:	0 - 14	0 - 14	+/- 2,000 mV
Интервал температур	0 - 60 C	0 - 60 C	0 - 60 C
Материал, из которого изготовлена ручка:	Пластик	Пластик	Пластик
Каталожный номер:	238380, BNC 238381	BNC 242050, DIN 238404, Lemo 242052	238385 BNC 238384
Дополнительные характеристики:			
Температурный датчик:	Нет	NTC 30KOhm (P/N 238404) Pt1000 (P/N 242050, 242052)	Нет
Диафрагма:	Простая пора	Простая пора	Простая пора
Калибровочная система:	Ag/AgCl	Ag/AgCl	Ag/AgCl
Базисный электролит:	Polisolve	Polisolve	Polisolve
Электрическое соединение:	S7 1 метр BNC	1 метр BNC, DIN / 1 x 4 мм разъем типа «тюльпан» 1 метр LEMO / 2 x 2 разъем типа «тюльпан» (2 адаптера для 4 мм разъемов типа «тюльпан» включены)	S7 1 метр BNC
Длина ручки:	120 мм	120 мм	120 мм
Диаметр:	12 мм	12 мм	12 мм
Форма мембраны:	Цилиндрическая	Цилиндрическая	Цилиндрическая

	Liq-Glass Knick DIN	Polyplast Knick DIN	Double Pore Knick DIN
			
Рекомендации :	- Комбинированный электрод для повседневного использования со стеклянной ручкой - Универсален: можно употреблять как в концентрированных кислотах, так и при нормальных условиях - Серийный номер, сертификаты	- Прочная пластиковая ручка - Идеально подходит для полевых исследований - Свободная простая пора гарантирует быстрые и точные измерения - Серийный номер, сертификаты	- Прочная ручка из ПЭЭК - Минимально возможный контакт поверхности образца со стеклом - Идеально подходит для исследований твердых и полутвердых образцов (напр., сыр, мясо) 2 простые поры сводят к минимуму возможность закупорки диафрагмы - Серийный номер, сертификаты
Предел измерений:	0 - 14	0 - 14	0 - 14
Интервал температур:	-10 – 100 С	0 - 60 С	0 – 60 С
Материал, из которого изготовлена ручка:	Стекло	Пластик	ПЭЭК
Каталожный номер:	DIN 242068	DIN 242070	DIN 242066
Дополнительные характеристики:			
Температурный датчик:	Pt1000	Pt1000	Нет
Диафрагма:	Керамическая	Простая пора	2 простых поры

Калибровочная система:	EVEREF	Ag/AgCl	Ag/AgCl
Базисный электролит	3M KCl	Polisolve	Polisolve
Электрическое соединение:	1 метр DIN / 1 x 4 mm разъем типа «тюльпан»	1 метр DIN / 1 x 4 mm разъем типа «тюльпан»	1 метр DIN
Длина ручки:	110 мм	110 мм	35 мм
Диаметр:	12 мм	12 мм	6 мм
Форма мембраны:	Цилиндрическая	Цилиндрическая	Острый кончик
Дополнительно:	Сменный	Не требует технического обслуживания	Не требует технического обслуживания

Полный каталог на [сайте Hamilton](#).

Информация для заказа

Наименование	Объем	Кат.Номер
<u>BIOTRODE</u>		238140 
<u>BIOTRODE</u>		238140 
<u>DOUBLE PORE</u>		238400 
<u>DOUBLE PORE</u>		238400 
<u>DOUBLE PORE F</u>		242067 
<u>DOUBLE PORE F</u>		242067 
<u>DOUBLE PORE KNICK</u>		242066 
<u>DOUBLE PORE KNICK</u>		242066 
<u>DOUBLE PORE SLIM</u>		238418 
<u>DOUBLE PORE SLIM</u>		238418 
<u>FILLTRODE</u>		242064 
<u>FILLTRODE</u>		242064 
<u>FLATRODE</u>		238401 
<u>FLATRODE</u>		238401 
<u>FLUSHTRODE</u>		238060 
<u>FLUSHTRODE</u>		238060 
<u>FOODTRODE</u>		238285 
<u>FOODTRODE</u>		238285 
<u>GEL-GLASS pH</u>		238025 

<u>GEL-GLASS pH</u>		238025	
<u>LIQ GLASS 300</u>		238182	
<u>LIQ GLASS 300</u>		238182	
<u>LIQ GLASS 400</u>		238183	
<u>LIQ GLASS 400</u>		238183	
<u>LIQ-GLASS</u>		238000	
<u>LIQ-GLASS</u>		238000	
<u>LIQ-GLASS BNC</u>		238180	
<u>LIQ-GLASS BNC</u>		238180	
<u>LIQ-GLASS DIN</u>		238185	
<u>LIQ-GLASS DIN</u>		238185	
<u>LIQ-GLASS KNICK TEMP DIN</u>		242068	
<u>LIQ-GLASS KNICK TEMP DIN</u>		242068	
<u>LIQ-GLASS ORP</u>		238145	
<u>LIQ-GLASS ORP</u>		238145	
<u>LIQ-GLASS TEMP BNC</u>		242056	
<u>LIQ-GLASS TEMP BNC</u>		242056	
<u>LIQ-GLASS TEMP BNC/CINCH</u>		242055	
<u>LIQ-GLASS TEMP BNC/CINCH</u>		242055	
<u>LIQ-GLASS TEMP DIN</u>		238406	
<u>LIQ-GLASS TEMP DIN</u>		238406	
<u>LIQ-GLASS TEMP LEMO</u>		242054	
<u>LIQ-GLASS TEMP LEMO</u>		242054	
<u>MINITRODE</u>		238100	
<u>MINITRODE</u>		238100	
<u>POLILYTE LAB</u>		238403	
<u>POLILYTE LAB</u>		238403	
<u>POLILYTE LAB TEMP BNC</u>		242060	
<u>POLILYTE LAB TEMP BNC</u>		242060	
<u>POLILYTE LAB TEMP BNC/CINCH</u>		242059	
<u>POLILYTE LAB TEMP BNC/CINCH</u>		242059	
<u>POLILYTE LAB TEMP DIN</u>		242058	
<u>POLILYTE LAB TEMP DIN</u>		242058	
<u>POLILYTE LAB TEMP LEMO</u>		242062	
<u>POLILYTE LAB TEMP LEMO</u>		242062	
<u>POLYPLAST</u>		238380	
<u>POLYPLAST</u>		238380	
<u>POLYPLAST BNC</u>		238381	
<u>POLYPLAST BNC</u>		238381	
<u>POLYPLAST DIN</u>		238382	
<u>POLYPLAST DIN</u>		238382	
<u>POLYPLAST INCL.HAM.KNIFE</u>		289999-7036	

<u>POLYPLAST KNICK TEMP DIN</u>		242070	
<u>POLYPLAST KNICK TEMP DIN</u>		242070	
<u>POLYPLAST ORP</u>		238385	
<u>POLYPLAST ORP</u>		238385	
<u>POLYPLAST ORP BNC</u>		238384	
<u>POLYPLAST ORP BNC</u>		238384	
<u>POLYPLAST TEMP BCN/CINCH</u>		242051	
<u>POLYPLAST TEMP BCN/CINCH</u>		242051	
<u>POLYPLAST TEMP BNC</u>		242050	
<u>POLYPLAST TEMP BNC</u>		242050	
<u>POLYPLAST TEMP DIN</u>		238404	
<u>POLYPLAST TEMP DIN</u>		238404	
<u>POLYPLAST TEMP LEMO</u>		242052	
<u>POLYPLAST TEMP LEMO</u>		242052	
<u>SINGLE PORE GLASS</u>		238160	
<u>SINGLE PORE GLASS</u>		238160	
<u>SLIMTRODE</u>		238150	
<u>SLIMTRODE</u>		238150	
<u>SPINTRODE</u>		238197	
<u>SPINTRODE</u>		238197	
<u>TIPTRODE</u>		238080	
<u>TIPTRODE датчик проникающего действия для фруктов, овощей, масла, жиров, джемов и пр. 0-100 °С, разъем S7 (без кабеля), электролит PROTOLYTE</u>		238080	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: hno@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.hamilton.nt-rt.ru