

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: hno@nt-rt.ru Веб-сайт: www.hamilton.nt-rt.ru

Сенсоры для промышленных процессов Hamilton

pH и ORP электроды CHEMOTRODE™

- Точные pH измерения, с использованием электролитов, находящихся под давлением воздуха
- Вязкий 3 М KCl электролит KCl-LR , находящийся под давлением сжатого воздуха для предотвращения загрязнения
- Запасной картридж EVEREF-F продлевает срок службы электрода в среде, содержащей протеины
- 3 высококачественные керамические диафрагмы
- CHEMOTRODE ORP версия Redox, в комплекте поставляется большое платиновое кольцо
- Серийные номера
- Электроды CHEMOTRODE могут быть помещены в MASTERFIT™ или другие защитные кожухи для электродов со свободным диаметром 30 мм, который может быть создано повышенное давление



Каталожный номер	Описание	а-Длина	pH/Redox интервал	Интервал температур	Интервал давления
238760	CHEMOTRODE 120	120 мм	0...14	0...130 С	До 6 бар
238762	CHEMOTRODE 150	150 мм	0...14	0...130 С	До 6 бар
238764	CHEMOTRODE 200	200 мм	0...14	0...130 С	До 6 бар
238766	CHEMOTRODE 250	250 мм	0...14	0...130 С	До 6 бар
238775	CHEMOTRODE 550	550 мм	0...14	0...130 С	До 6 бар
242700	CHEMOTRODE VP 120	120 мм	0...14	0...130 С	До 6 бар
242701	CHEMOTRODE VP 150	150 мм	0...14	0...130 С	До 6 бар

238740	CHEMOTRODE ORP 120	120 мм	+/- 2000 mV	0...130 C	До 6 бар
238742	CHEMOTRODE ORP 150	150 мм	+/- 2000 mV	0...130 C	До 6 бар
238744	CHEMOTRODE ORP 200	200 мм	+/- 2000 mV	0...130 C	До 6 бар
238746	CHEMOTRODE ORP 250	250 мм	+/- 2000 mV	0...130 C	До 6 бар

Электроды CHEMOTRODE P pH

- Можно стерилизовать паром
- Электролит PROTELYTE, может находиться под давлением
- Запасные картриджи EVEREF-F для электролита (без серебра)
- 3 высококачественные керамические диафрагмы
- Необычайно длинный эксплуатационный период в белковых или частично органических растворах
- Hamilton "PHI" pH стекло
- Электроды CHEMOTRODE могут быть помещены в MASTERFIT™ или другие защитные кожухи для электродов, которые могут находиться под давлением



Каталожный номер	Описание	а-Длина	Диаметр ручки	pH интервал	Интервал температур	Интервал давления
238761	CHEMOTRODE P 120	120 мм	12 мм	0...14	0...130 C	До 6 бар
238763	CHEMOTRODE P 150	150 мм	12 мм	0...14	0...130 C	До 6 бар
238765	CHEMOTRODE P 200	200 мм	12 мм	0...1	0...130 C	До 6 бар
238767	CHEMOTRODE P 250	250 мм	12 мм	0...14	0...130 C	До 6 бар

Электроды FERMOTRODE™ pH

- Можно стерилизовать паром
- Длительный срок эксплуатации и супер стабильная калибровка
- Нет необходимости в давлении воздуха, невозможно появление пустых ячеек электролита
- 3 COATRAMIC диафрагмы предотвращают засорение белками
- Запасные картриджи EVEREF-F для электролита (без серебра)
- Hamilton "PHI" pH стекло
- Не рекомендуется использовать лимонную кислоту и CIP

- Электроды CHEMOTRODE могут быть помещены в MASTERFIT™ или другие защитные кожухи для электродов, которые могут находиться под давлением, но специальный дизайн не требует воздействия давлением, сочетая простоту использования с высокой производительностью



Каталожный номер	Описание	а-Длина	Диаметр ручки	Интервал рН	Интервал температур	Интервал давления
238480>	FERMOTRODE 120	120 мм	12 мм	2...12*	0...130 С	До 4 бар
238482	FERMOTRODE 150	150 мм	12 мм	2...12*	0...130 С	До 4 бар
238484	FERMOTRODE 200	200 мм	12 мм	2...12*	0...130 С	До 4 бар
238486	FERMOTRODE 250	250 мм	12 мм	2...12*	0...130 С	До 4 бар
* рН интервал 0-14 для коротких интервалов						

Информация для заказа

Наименование	Объем	Кат.Номер
<u>CHEMOTRODE 120</u>		238760 
<u>CHEMOTRODE 150</u>		238762 
<u>CHEMOTRODE 200</u>		238764 
<u>CHEMOTRODE 250</u>		238766 
<u>CHEMOTRODE 550</u>		238775 
<u>CHEMOTRODE BRIDGE 120</u>		238770 
<u>CHEMOTRODE BRIDGE 150</u>		238772 
<u>CHEMOTRODE BRIDGE 150 H-XL</u>		238756 
<u>CHEMOTRODE BRIDGE 200</u>		238774 
<u>CHEMOTRODE BRIDGE 250</u>		238776 
<u>CHEMOTRODE BRIDGE VP 120</u>		238753 
<u>CHEMOTRODE BRIDGE VP 150</u>		238754 

<u>CHEMOTRODE BRIDGE VP 250</u>		238751	
<u>CHEMOTRODE ORP 120</u>		238740	
<u>CHEMOTRODE ORP 150</u>		238742	
<u>CHEMOTRODE P120</u>		238761	
<u>CHEMOTRODE P150</u>		238763	
<u>CHEMOTRODE P250</u>		238767	
<u>CHEMOTRODE VP 120</u>		242700	
<u>CHEMOTRODE VP 150</u>		242701	
<u>CHEMOTRODE VP 250</u>		242703	
<u>FERMOTRODE 120</u>		238480	
<u>FERMOTRODE 150</u>		238482	
<u>FERMOTRODE 200</u>		238484	
<u>FERMOTRODE 250</u>		238486	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: hno@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.hamilton.nt-rt.ru