

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: hno@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.hamilton.nt-rt.ru

Шприцы 1000 Hamilton



Шприцы Серии 1000 непроницаемы для жидкости и газов. Плунжер выполнен из алюминия, покрытого тефлоном, и оснащен точной тефлоновой прокладкой. Последнее обеспечивает взаимозаменяемость плунжера и стеклянного цилиндра для шприцов одного объема. Погрешность микрошприцов составляет менее 1 % от номинального объема. Рабочий диапазон температур: +10 - +50°C.

Типичные приложения:


- Автоматические анализаторы и дозаторы.
- Дозирование агрессивных жидкостей.
- Дозирование газов (при давлении до 0.6 МПа).
- Газовая, жидкостная, тонкослойная хроматография.
- Другие.



Тип соединений: LTN, RN, LT, TLL с/без ограничителя, TLL с/без фланца, D, AD, DAD, C, DX, W.

Форма кончика иглы: pst 2, pst 3.

Объемы микрошприцов: 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100 мл.

Описание		Объем	1 mL	1.25 mL	2.5 mL	5 mL	10 mL	25 mL	50 mL	100 mL
		Модель	10 01	100 1.25	10 02	10 05	10 10	10 25	10 50	110 0
		Калибр	22	22	22	22	22	22	22	22
Наконечник типа Луэр (без		-	81 30 1	820 01	81 40 1	81 50 1	81 60 1	-	-	-

иглы) (L T)										
Наконечник типа Луэр (встроенная игла) (L TN)	 (**/2"/2)		81 31 7	820 17	81 41 7	81 51 7	81 61 7	-	-	-
Наконечник типа Луэр (встроенная игла) (L TN)	 (**/2"/3)		81 31 6	-	81 41 6	81 51 6	-	-	-	-
Наконечник типа Луэр (встроенная игла) (L TN)	 (**/2"/5)		81 34 3	-	81 44 3	81 54 3	-	-	-	-
Специальная игла типа Луэр (выбор калибра иглы, длины и острия при заказе) (LTSN)	 (*/*/*)		81 31 4	-	81 41 4	81 51 4	81 61 4	-	-	-
Сменная игла (R N)	 (**/2"/2)		81 33 0	-	81 43 0	81 53 0	81 63 0	-	-	-

										
Сменная игла (RN)	 (**/2"/3) 	81365	-	-	-	-	-	-	-	
Сменная игла (без иглы) (RN, w/o ndl)	 -	764901	-	765001	765101	765201	-	-	-	
С клапаном для удерживания образца (SL)	 (**/2"/2) 	81356	-	81456	81556	81656	86326	86336	86346	
Соединитель тефлоновый, с затвором Луэра, без отверстий (без иглы) (TLL, TLLX)	 -	81320	-	81420	81520	81620	82520	85020	86020	
Соединитель тефлоновый, с затвором	 -	81327	-	81427	81527	81627	82527	85027	-	

м Луэра, с отверст иями (без иглы) (TLL, TLLX)										
Соедин итель тефлон овый, с затворо м Луэра, без фланца , без отверст ий (без иглы) (TLL, TLLX)		-						82 52 1	85 02 1	-
Соедин итель тефлон овый, с затворо м Луэра, без фланца (без иглы) (TLL, TLLX)		-						82 52 5	85 02 5	-
PB600 диспен серг (без шприца)				837 00	83 70 0	83 70 0	-	-	-	-

Информация для заказа

Наименование	Объем	Кат.Номер
<u>1 mL SYR C-PSD4 30mm</u>		208726 
<u>1 mL SYR C-XE 30mm</u>		208598 
<u>1 mL SYR C-XP 30mm</u>		208641 
<u>1001 CTC HD REPL PLUNGER</u>		207114 

<u>1002 CTC (22/51/3) OLD PLGR</u>		208296	
<u>1002 CTC HD REPL. PLUNGER</u>		207115	
<u>1002 LLSN (18/8.5"/3)</u>		161714	
<u>1002 LLSN (20/4.38"/3)</u>		161709	
<u>1005 CTC HD REPL. PLUNGER</u>		207116	
<u>2.5 mL SYR C-PSD4 30mm</u>		208729	
<u>2.5 mL SYR C-XE 30mm</u>		208610	
<u>2.5 mL SYR C-XP 30mm</u>		208643	
<u>5 mL SYR C-PSD4 30mm</u>		208732	
<u>5 mL SYR C-XE 30mm</u>		208573	
<u>5 mL SYR C-XP 30mm</u>		208645	
<u>Большой баррель, модель 1010, соединитель тефлоновый, с затвором Луэра, объем 10 мл</u>		204327	
<u>Большой баррель, соединитель тефлоновый, с затвором Луэра, модель 1005 TLL, объем 5 мл</u>		205889	
<u>Модель 1001C, объем 1 мл, без фланца</u>		202565	
<u>Модель 1002C, объем 2,5 мл, без фланца</u>		202458	
<u>Наконечник типа Луер (без иглы), модель 1002, объем 2,5 мл</u>		202670	
<u>Специальная игла типа Луэра (выбор калибра иглы, длины и острия при заказе), модель 1001LTSN, объем 1 мл</u>		81314	
<u>Специальная игла типа Луэра (выбор калибра иглы, длины и острия при заказе), модель 1002LTSN, объем 2,5 мл</u>		81414	
<u>Специальная игла типа Луэра (выбор калибра иглы, длины и острия при заказе), модель 1005LTSN, объем 5 мл</u>		81514	
<u>Специальная игла типа Луэра (выбор калибра иглы, длины и острия при заказе), модель 1010LTSN, объем 10 мл</u>		81614	
<u>Шприц (встроенная игла), модель 1002LTN, объем 2,5 мл, калибр 22 (22/51/2) (есть на складе)</u>		81417	
<u>Шприц (встроенная игла), модель 1005LTN, объем 5 мл, калибр 22 (22/51/2)</u>		81517	
<u>Шприц (встроенная игла), модель 1001LTN, объем 1 мл, калибр 22 (22/51/2) (есть на складе)</u>		81317	
<u>Шприц (встроенная игла), модель 1001LTN, объем 1 мл, калибр 22 (22/51/3)</u>		81316	
<u>Шприц (встроенная игла), модель 1001LTN, объем 1 мл, калибр 22 (22/51/5)</u>		81343	
<u>Шприц (встроенная игла), модель 1002LTN, объем 2,5 мл, калибр 22 (22/51/5)</u>		81443	
<u>Шприц (встроенная игла), модель 1005, объем 5 мл, калибр 22 (22/51/3)</u>		81516	
<u>Шприц (встроенная игла), модель 1005LTN, объем 5 мл, калибр 22 (22/51/5)</u>		81543	
<u>Шприц (встроенная игла), модель 1010LTN, объем 10 мл, калибр 22 (22/51/2)</u>		81617	
<u>Шприц (встроенная игла), модель 1010LTN, объем 10 мл, калибр 22 (22/51/3)</u>		81616	
<u>Шприц соединитель тефлоновый, с затвором Луэра (без иглы), модель 1005TLL, объем 5 мл, калибр 22</u>		81520	
<u>Шприц соединитель тефлоновый, с затвором Луэра (без иглы), модель 1010TLL, объем 10 мл, калибр 22</u>		81620	

<u>Шприц соединитель тефлоновый, с затвором Луэра, без фланца, без отверстий (без иглы), модель 1025TLL, объем 25 мл, калибр 22</u>		82521	
<u>Шприц (встроенная игла), модель 1002LTN, объем 2,5 мл, калибр 22 (22/51/3)</u>		81416	
<u>Шприц (встроенная игла), модель 1010LTN, объем 10 мл, калибр 22 (22/51/5)</u>		81643	
<u>Шприц ВIKO, модель 1002, объем 2,5 мл</u>		202270	
<u>Шприц CA XL, объем 1 мл</u>		201812	
<u>Шприц CA XL, объем 10 мл</u>		201827	
<u>Шприц CA XL, объем 2,5 мл</u>		201817	
<u>Шприц CA XL, объем 5 мл</u>		201822	
<u>Шприц Fisons, специальная игла типа Луэра, модель 1002LTSN, объем 2,5 мл, (выбор калибра иглы, длины и типа острия при заказе)</u>		202944	
<u>Шприц Tegimenta, соединитель тефлоновый, с затвором типа Луер, модель 1001TLL, объем 1 мл</u>		202170	
<u>Шприц для GC автосемплеров Kontron, модель 1001, объем 1 мл</u>		202440	
<u>Шприц с наконечником типа Луер (без иглы), модель 1005LT, объем 5 мл, калибр 22.</u>		81501	
<u>Шприц с наконечником типа Луер (без иглы), модель 1010LT, объем 10 мл, калибр 22.</u>		81601	
<u>Шприц с наконечником типа Луер (без иглы), модель 1001LT, объем 1 мл, калибр 22.</u>		81301	
<u>Шприц с наконечником типа Луэр (без иглы), модель 1002LT, объем 2,5 мл, калибр 22.</u>		81401	
<u>Шприц соединитель тефлоновый, с затвором Луэра без фланца, (без иглы), модель 1025TLL, объем 25 мл, калибр 22</u>		82525	
<u>Шприц, соединитель тефлоновый, с затвором Луэра BIOSYS, объем 1 мл</u>		B205080	
<u>Шприц, соединитель тефлоновый, с затвором Луэр, w/Stop (без иглы), модель 1001TLL, объем 1 мл</u>		81322	
<u>Шприц, соединитель тефлоновый, с затвором Луэра (без иглы), модель 1002TLL, объем 2,5 мл, калибр 22</u>		81420	
<u>Шприц, соединитель тефлоновый, с затвором Луэра, с отверстиями (без иглы), модель 1002, объем 1 мл, 2 мм</u>		204394	
<u>Шприц, соединитель тефлоновый, с затвором Луэра, old stop (без иглы), модель 1001TLLX, объем 1 мл</u>		81323	
<u>Шприц, соединитель тефлоновый, с затвором Луэра, w/o slots (без иглы), модель 1001TLL, объем 1 мл, калибр 22 (есть на складе)</u>		81320	
<u>Шприцы для GC автосамплеров LEAP Technologies/CTC, модель 1001CTC, объем 1 мл (22/51/5)</u>		203081	
<u>Шприцы для GC автосамплеров LEAP Technologies/CTC, модель 1001CTC, объем 1 мл (23/51/5)</u>		203082	
<u>Шприцы для GC автосамплеров LEAP Technologies/CTC, модель 1001CTC, объем 1 мл (26/51/5)</u>		203141	
<u>Шприцы для GC автосамплеров LEAP Technologies/CTC, модель 1001CTC, объем 1 мл (выбор калибра иглы, длины и типа острия при заказе)</u>		203371	

<u>Шприцы для GC автосамплеров LEAP Technologies/СТС, модель 1002СТС, объем 2 мл (22/51/3)</u>		203083	
<u>Шприцы для GC автосамплеров LEAP Technologies/СТС, модель 1002СТС, объем 2 мл (выбор калибра иглы, длины и типа острия при заказе)</u>		204283	
<u>Шприцы для GC автосамплеров LEAP Technologies/СТС, модель 1002СТС, объем 2.5 мл (23/51/5)</u>		203084	
<u>Шприцы для GC автосамплеров LEAP Technologies/СТС, модель 1002СТС, объем 2.5 мл (26/51/5)</u>		203181	
<u>Шприцы для GC автосамплеров LEAP Technologies/СТС, модель 1005СТС, объем 5 мл (19/51/3)</u>		203309	
<u>Шприцы для GC автосамплеров LEAP Technologies/СТС, модель 1005СТС, объем 5 мл (22/51/3)</u>		203085	
<u>Шприцы для GC автосамплеров LEAP Technologies/СТС, модель 1005СТС, объем 5 мл (23/51/5)</u>		203086	
<u>Шприцы для GC автосамплеров LEAP Technologies/СТС, модель 1005СТС, объем 5 мл (26/51/5)</u>		203182	
<u>Шприцы для GC автосамплеров LEAP Technologies/СТС, модель 1005СТС, объем 5 мл (выбор калибра иглы, длины и типа острия при заказе)</u>		203372	
<u>Шприцы для GC автосамплеров Varian-Chrompack, модель 1002 LTN HS 22 (22/51/5)</u>		202660	
<u>Шприцы для использования в дилюторах/ диспенсерах, модель 1001AD, объем 1 мл</u>		201200	
<u>Шприцы для использования в дилюторах/ диспенсерах, модель 1001DAD, объем 1 мл</u>		201700	
<u>Шприцы для использования в дилюторах/ диспенсерах, модель 1002AD, объем 2,5 мл</u>		201250	
<u>Шприцы для использования в дилюторах/ диспенсерах, модель 1005AD, объем 5 мл</u>		201300	
<u>Шприцы для использования в дилюторах/ диспенсерах, модель 1010AD, объем 10 мл</u>		201350	
<u>Шприцы для использования в дилюторах/ диспенсерах, модель 1025AD, объем 25 мл</u>		201400	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: hno@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.hamilton.nt-rt.ru