

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: hno@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.hamilton.nt-rt.ru

Микрошприцы 700 Hamilton



Предназначены для точного дозирования жидкостей в диапазоне объемов 0.5 - 500 мкл. Плунжер микрошприца выполнен из стали и индивидуально подбирается к шприцу, выполненному из боросиликатного стекла. Погрешность этих микрошприцов составляет менее 1 % от номинального объема. Плунжер и стеклянный цилиндр микрошприца не взаимозаменяемы. Для лучшей воспроизводимости единичных дозирования рекомендуется сначала переполнять микрошприц на 20% от дозируемого объема. Рабочий диапазон температур: +10 - +50 °С. Для более высоких температур рекомендуется использовать микрошприцы типа LT.


Типичные приложения:

- Газовая, жидкостная, тонкослойная хроматография.
- Другие.

Типы соединений: N, RN, LT, TLL.

Форма кончика иглы: pst 2, pst 3.

Объемы микрошприцов: 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 мкл.

Описание		Объем	5 µL	10 µL	25 µL	50 µL	100 µL	250 µL	500 µL
		Модель	75	701	702	705	710	725	750
		Калибр	26s	26s	22s	22s	22s	22s	22
Встроенная игла (N)		(**/2"/2) 	87900	80300	80400	80500	80600	80700	80800
Встроенная игла (N)		(**/2"/3) 	87919	80383	80465	80565	80665	80765	80865
специальная встроенная игла (выбор калибра иглы, длины и острия при заказе) (SN)		(*/*/*)	87908	80308	80408	80508	80608	80708	80808
Сменная игла (RN)		(**/2"/2) 	87930	80330	80430	80530	80630	80730	80830
Сменная игла, игла не включена (RN, w/o ndl)			7634-01	7635-01	7636-01	7637-01	7638-01	7639-01	7640-01
люэровский наконечник (без иглы) (LT)			-	80301	80401	80501	80601	80701	80801
РВ600 Диспенсер без шприца			-	-	83700				
Адаптер воспроизводимости Чейни, без шприца			14700		14725				

Направляющая штулка шприца, без шприца		14806	14906
Цифровой шприц, шприц на выбор(DS)		При заказе перед номером шприца напишите DS, перед поставкой цифровые шприцы калибруются	

Информация для заказа

Наименование	Объем	Кат.Номер	
<u>Шприц с наконечником Луэра (без иглы), модель 705LT, объем 50 мкл</u>		80501	
<u>Шприц с наконечником Луэра (без иглы), модель 710LT, объем 100 мкл</u>		80601	
<u>Шприц с наконечником Луэра (без иглы), модель 725LT, объем 250 мкл</u>		80701	
<u>Шприц с наконечником Луэра (без иглы), модель 750LT, объем 500 мкл</u>		80801	
<u>Шприц с наконечником типа Луер (без иглы), модель 702LT, объем 25 мкл</u>		80401	
<u>701 N (26s/51/2)</u>		R80300	
<u>701 N Replacement Pipet</u>		84257	
<u>702 NR 25µL Syr (22s/51/3)</u>		R80465	
<u>705 N 50 µL SYR (22/51/3)</u>		80521	
<u>725N 25µL SYR (22S/51/2)</u>		R80700	
<u>75 N VARIAN (26S/AS)</u>		207072	
<u>Шприц Fisons, модель 701N, встроенная игла, объем 10 мкл (0,47/80/AS)</u>		202066	
<u>Шприц Grob, модель 701N, встроенная игла, объем 10 мкл (0,23/75/45)</u>		200742	
<u>Шприц Grob, модель 701N, встроенная игла, объем 10 мкл (0,23/85/45)</u>		200740	
<u>Шприц Grob, модель 75N, встроенная игла, объем 5 мкл (0,23/75/45)</u>		200743	
<u>Шприц Grob, модель 75N, встроенная игла, объем 5 мкл (0,23/85/45)</u>		200741	
<u>Шприц Slimbody со съемной иглой (RN), модель 701 RN (26s/51/2)</u>		80338	
<u>Шприц для HPLC автосемплеров Shimadzu, встроенная игла, модель 701 N (23s/43/AS)</u>		202643	
<u>Шприц для HPLC автосемплеров Shimadzu, сменная игла, модель 701 RN, объем 10 мкл (0,72/43/2)</u>		202640	
<u>Шприц для HPLC автосемплеров Shimadzu, сменная игла, модель 75 RN, объем 5 мкл (0,72/43/2)</u>		202630	
<u>Шприц с наконечником типа Луер (без иглы), модель 701, объем 10 мкл</u>		80301	
<u>Шприц, встроенная игла (для HP7670/ HP7671/ HP7172), модель 701N, объем 10 мкл, калибр 26s (26s/51/2)</u>	6 шт./уп.	80366	
<u>Шприц, встроенная игла (для HP7683/ HP7673), модель 701ASN, объем 10 мкл, калибр 23s (23s/43/2)</u>		80398	
<u>Шприц, встроенная игла (для HP7683/ HP7673), модель 701ASN, объем 10 мкл, калибр 23s (23S/43/AS)</u>	6 шт./уп.	80390	
<u>Шприц, встроенная игла (для HP7683/ HP7673), модель 701ASN, объем 10 мкл, калибр 23s/26s (23S/26S/43/AS)</u>		80393	
<u>Шприц, встроенная игла (для HP7683/ HP7673), модель 701ASN, объем 10 мкл, калибр 23s/26s (23S/26S/43/AS)</u>	6 шт./уп.	80391	

<u>Шприц, встроенная игла (для HP7683/ HP7673), модель 701ASN, объем 10 мкл, калибр 26s (26s/43/2)</u>		80399	
<u>Шприц, встроенная игла (для HP7683/ HP7673), модель 701ASN, объем 10 мкл, калибр 26s (26S/43/AS)</u>		80388	
<u>Шприц, встроенная игла (для HP7683/ HP7673), модель 701ASN, объем 10 мкл, калибр 26s (26S/43/AS)</u>	6 шт./уп.	80389	
<u>Шприц, встроенная игла (для HP7683/ HP7673), модель 75ASN, объем 5 мкл, калибр 23s (23S/43/AS)</u>	6 шт./уп.	87990	
<u>Шприц, встроенная игла (для HP7683/ HP7673), модель 75ASN, объем 5 мкл, калибр 23s (23S/43/AS)</u>		87987	
<u>Шприц, встроенная игла (для HP7683/ HP7673), модель 75ASN, объем 5 мкл, калибр 23s (23S-26S/43/2)</u>		87991	
<u>Шприц, встроенная игла (для HP7683/ HP7673), модель 75ASN, объем 5 мкл, калибр 26s (26S/43/2)</u>		87992	
<u>Шприц, встроенная игла (для HP7683/ HP7673), модель 75ASN, объем 5 мкл, калибр 26s (26S/43/AS)</u>	6 шт./уп.	87989	
<u>Шприц, встроенная игла (для HP7683/ HP7673), модель 75ASN, объем 5 мкл, калибр 26s (26S/43/AS)</u>		87988	
<u>Шприц, встроенная игла, модель 701 N TQ, объем 10 мкл (26s/50/AS)</u>		202454	
<u>Шприц, встроенная игла, модель 701 N, объем 10 мкл (25s/51/2)</u>		202201	
<u>Шприц, встроенная игла, модель 701 N, объем 10 мкл (26s/80/17)</u>		202561	
<u>Шприц, встроенная игла, модель 701N, объем 10 мкл, калибр 26s (26s/51/2)</u>		80300	
<u>Шприц, встроенная игла, модель 701N, объем 10 мкл, калибр 26s (26s/51/3) (есть на складе)</u>		80383	
<u>Шприц, встроенная игла, модель 701N, объем 10 мкл, калибр 26s (26s/51/5)</u>		80339	
<u>Шприц, встроенная игла, модель 701N, объем 10 мкл, калибр 26s (26s/70/2)</u>		80350	
<u>Шприц, встроенная игла, модель 701N, объем 10 мкл, калибр 26s (26s/76/2)</u>		80384	
<u>Шприц, встроенная игла, модель 701NR, объем 10 мкл, калибр 22s (22s/51/3)</u>		80365	
<u>Шприц, встроенная игла, модель 702N, объем 25 мкл, калибр 22s (22s/51/2)</u>		80400	
<u>Шприц, встроенная игла, модель 702NR, объем 25 мкл, калибр 22s (22s/51/3)</u>		80465	
<u>Шприц, встроенная игла, модель 705N, объем 50 мкл, калибр 22s (22s/51/2)</u>		80500	
<u>Шприц, встроенная игла, модель 705NR, объем 50 мкл, калибр 22s (22s/51/3)</u>		80565	
<u>Шприц, встроенная игла, модель 705NR, объем 50 мкл, калибр 22s (22s/51/3)</u>		R80565	
<u>Шприц, встроенная игла, модель 710N, объем 100 мкл, калибр 22s (22s/51/2)</u>		80600	
<u>Шприц, встроенная игла, модель 710NR, объем 100 мкл, калибр 22s (22s/51/3)</u>		80665	
<u>Шприц, встроенная игла, модель 725N, объем 250 мкл, калибр 22s (22s/51/2) (есть на складе)</u>		80700	
<u>Шприц, встроенная игла, модель 725NR, объем 250 мкл, калибр 22s (22s/51/3)</u>		80765	

<u>Шприц, встроенная игла, модель 750N, объем 500 мкл, калибр 22 (22/51/2) (есть на складе)</u>		80800	
<u>Шприц, встроенная игла, модель 750N, объем 500 мкл, калибр 22 (22/51/5)</u>		80839	
<u>Шприц, встроенная игла, модель 750NR, объем 500 мкл, калибр 22 (22/51/3)</u>		80865	
<u>Шприц, встроенная игла, модель 750NR, объем 500 мкл, калибр 22 (22/51/3)</u>		R80865	
<u>Шприц, встроенная игла, модель 75N, объем 5 мкл, калибр 26s (26s/51/2) (есть на складе)</u>		87900	
<u>Шприц, встроенная игла, модель 75N, объем 5 мкл, калибр 26s (26s/51/3)</u>		87919	
<u>Шприц, встроенная специальная игла, выбор калибра иглы, длины и острия при заказе, модель 701SN, объем 10 мкл (есть на складе)</u>		80308	
<u>Шприц, встроенная специальная игла, выбор калибра иглы, длины и острия при заказе, модель 702SN, объем 25 мкл</u>		80408	
<u>Шприц, встроенная специальная игла, выбор калибра иглы, длины и острия при заказе, модель 705SN, объем 50 мкл (есть на складе)</u>		80508	
<u>Шприц, встроенная специальная игла, выбор калибра иглы, длины и острия при заказе, модель 710SN, объем 100 мкл (есть на складе)</u>		80608	
<u>Шприц, встроенная специальная игла, выбор калибра иглы, длины и острия при заказе, модель 725SN, объем 250 мкл</u>		80708	
<u>Шприц, встроенная специальная игла, выбор калибра иглы, длины и острия при заказе, модель 75SN, объем 5 мкл</u>		87908	
<u>Шприц, сменная игла (для HP7683/ HP7673), модель 701ASRN, объем 10 мкл, калибр 23s (23s/43/AS)</u>		80357	
<u>Шприц, сменная игла (для HP7683/ HP7673), модель 701ASRN, объем 10 мкл, калибр 26s (26s/43/AS)</u>		80358	
<u>Шприц, сменная игла (для HP7683/ HP7673), модель 75ASRN, объем 5 мкл, калибр 23s (23S/43/AS)</u>		87957	
<u>Шприц, сменная игла (для HP7683/ HP7673), модель 75ASRN, объем 5 мкл, калибр 26s (26S/43/AS)</u>		87958	
<u>Шприц, сменная игла, игла не включена, модель 701RN, объем 10 мкл</u>		7635-01	
<u>Шприц, сменная игла, игла не включена, модель 702RN, объем 25 мкл</u>		7636-01	
<u>Шприц, сменная игла, игла не включена, модель 705RN, объем 50 мкл</u>		7637-01	
<u>Шприц, сменная игла, игла не включена, модель 710RN, объем 100 мкл</u>		7638-01	
<u>Шприц, сменная игла, игла не включена, модель 725RN, объем 250 мкл</u>		7639-01	
<u>Шприц, сменная игла, игла не включена, модель 750RN, объем 500 мкл</u>		7640-01	
<u>Шприц, сменная игла, игла не включена, модель 75RN, объем 5 мкл</u>		7634-01	
<u>Шприц, сменная игла, модель 701RN, объем 10 мкл (32/51/3)</u>		80314	
<u>Шприц, сменная игла, модель 701RN, объем 10 мкл, калибр 26s (26s/51/2)</u>	6 шт./уп.	80336	
<u>Шприц, сменная игла, модель 701RN, объем 10 мкл, калибр 26s (26s/51/2)</u>		80330	
<u>Шприц, сменная игла, модель 702RN, объем 25 мкл, калибр 22s (22s/51/2)</u>		80430	
<u>Шприц, сменная игла, модель 705RN, объем 50 мкл, калибр 22s (22s/51/2)</u>		80530	
<u>Шприц, сменная игла, модель 710RN, объем 100 мкл, калибр 22s (22s/51/2)</u>		80630	
<u>Шприц, сменная игла, модель 725RN, объем 250 мкл, калибр 22s (22s/51/2)</u>		80730	

<u>Шприц, сменная игла, модель 750RN, объем 500 мкл, калибр 22 (22/51/2)</u>		80830	
<u>Шприц, сменная игла, модель 75RN, объем 5 мкл, калибр 26s (26s/51/2) (есть на складе)</u>		87930	
<u>Шприц, сменная специальная игла, модель 702RSN, объем 25 мкл (выбор калибра иглы, длины и острия при заказе)</u>		208408	
<u>Шприц, специальная встроенная игла, модель 701 SN, объем 10 мкл (26s/50/2)</u>		204001	
<u>Шприц, специальная встроенная игла (выбор калибра иглы, длины и острия при заказе), модель 750SN, объем 500 мкл</u>		80808	
<u>Шприц, специальная встроенная игла (для HP7683/ HP7673), модель 701ASN, объем 10 мкл, калибр 23s (23S/43/AS)</u>		80387	
<u>Шприц, специальная встроенная игла, модель 701 SN, объем 10 мкл (26s/50/AS)</u>		204052	
<u>Шприц, специальная встроенная игла, модель 75 SN, объем 5 мкл (26s/50/2)</u>		204000	
<u>Шприц, специальная встроенная игла, модель 75 SN, объем 5 мкл (26s/50/AS)</u>		204051	
<u>Шприцы для GC автосамплеров LEAP Technologies/CTC, встроенная игла, модель 701 N CTC (23S/26S AS)</u>		203362	
<u>Шприцы для GC автосамплеров LEAP Technologies/CTC, встроенная игла, модель 701N CTC (23S/2)</u>		203363	
<u>Шприцы для GC автосамплеров LEAP Technologies/CTC, встроенная игла, модель 701N CTC, объем 10 мкл (23S/AS)</u>		203361	
<u>Шприцы для GC автосамплеров LEAP Technologies/CTC, модель 701N CTC slim line, объем 10 мкл (26s/51/2)</u>		203072	
<u>Шприцы для GC автосамплеров LEAP Technologies/CTC, модель 701N CTC, объем 10 мкл (22s/51/3)</u>		203073	
<u>Шприцы для GC автосамплеров LEAP Technologies/CTC, модель 701N CTC, объем 10 мкл (26s/51/AS)</u>		203205	
<u>Шприцы для GC автосамплеров LEAP Technologies/CTC, модель 701SN CTC, объем 5 мкл (выбор калибра иглы, длины и типа острия при заказе)</u>		203198	
<u>Шприцы для GC автосамплеров LEAP Technologies/CTC, модель 75N CTC, объем 5 мкл (26s/51/AS)</u>		203189	
<u>Шприцы для GC автосамплеров LEAP Technologies/CTC, модель 75N CTC, объем 5 мкл (выбор калибра иглы, длины и типа острия при заказе)</u>		203197	
<u>Шприцы для GC автосамплеров Varian-Chrompack, модель 701, объем 10 мкл (0,48/50,5/5)</u>		202880	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: hno@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.hamilton.nt-rt.ru