

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: hno@nt-rt.ru Веб-сайт: www.hamilton.nt-rt.ru

Цифровые микрошприцы Hamilton



Электронный ручной дозатор, использующий шприцы 700, 1700 или 7000 серий, что обеспечивает диапазон номинальных объемов от 0.5 до 500 мкл. Имеет жидкокристаллический дисплей с разрешением 0.5% от номинального объема шприца. Номинальный объем, используемая серия шприца и дозируемый объем программируются пользователем.

Типичные приложения:

- Точное дозирование для процедур GLP и GMP.
- Воспроизводимое последовательное дозирование.
- Приготовление стандартов для газовой и жидкостной хроматографии.
- Дозирование образцов.

Форма кончика иглы: pst 2, pst 3.

Тип соединений: N, RN.

Информация для заказа

Наименование	Объем	Кат.Номер
<u>1702 N 25µL DS (22s/51/2)</u>		RDS80200
<u>1750 RN 500µL DS (22/51/2)</u>		RDS81230
<u>701 N 10µL DS (26s/51/2)</u>		RDS80300
<u>Цифровой микрошприц с клапаном для удерживания образца, модель 1705SL, объем 50 мкл (22s/51/2)</u>		DS80956

<u>Цифровой микрошприц с клапаном для удерживания образца, модель 1725SL, объем 250 мкл (22s/51/2)</u>		DS81176	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 725N, объем 250 мкл (22s/51/3)</u>		DS80765	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 1701N, объем 10 мкл (26s/51/2)</u>		DS80000	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 1701N, объем 10 мкл (26s/51/3)</u>		DS80075	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 1702N, объем 25 мкл (22s/51/3)</u>		DS80275	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 1705N, объем 50 мкл (22s/51/2)</u>		DS80900	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 1705N, объем 50 мкл (22s/51/3)</u>		DS80975	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 1710N, объем 100 мкл (22s/51/2)</u>		DS81000	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 1710N, объем 100 мкл (22s/51/3)</u>		DS81075	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 1725N, объем 250 мкл (22s/51/2)</u>		DS81100	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 1725N, объем 250 мкл (22s/51/3)</u>		DS81175	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 1750N, объем 500 мкл (22/51/2)</u>		DS81217	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 7000.5N, объем 0,5 мкл (0,50/70/2)</u>		DS86259	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 7000.5N, объем 0,5 мкл (0,50/70/3)</u>		DS86250	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 7001N, объем 1 мкл (0,4770/2) (есть на складе)</u>		DS80135	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 7001N, объем 1 мкл (0,4770/3)</u>		DS80100	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 7002N, объем 2 мкл (0,50/70/2)</u>		DS88411	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 7002N, объем 2 мкл (0,50/70/3)</u>		DS88400	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 701N, объем 10 мкл (22s/51/3)</u>		DS80365	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 701N, объем 10 мкл (26s/51/2)</u>		DS80300	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 701N, объем 10 мкл (26s/51/3)</u>		DS80383	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 702N, объем 25 мкл (22s/51/2)</u>		DS80400	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 702N, объем 25 мкл (22s/51/3)</u>		DS80465	

<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 705N, объем 50 мкл (22s/51/2)</u>		DS80500	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 705N, объем 50 мкл (22s/51/3)</u>		DS80565	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 7101N, объем 1 мкл (0,70/70/2)</u>		DS86211	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 7101N, объем 1 мкл (0,70/70/3)</u>		DS86200	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 7102N, объем 2 мкл (0,69/70/2)</u>		DS88511	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 7102N, объем 2 мкл (0,69/70/3)</u>		DS88500	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 7105N, объем 5 мкл (0,56/70/2)</u>		DS88011	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 7105N, объем 5 мкл (0,56/70/3)</u>		DS88000	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 710N, объем 100 мкл (22s/51/2)</u>		DS80600	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 710N, объем 100 мкл (22s/51/3)</u>		DS80665	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 710N, объем 100 мкл (22s/51/3)</u>		DS80700	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 750N, объем 500 мкл (22/51/2)</u>		DS80800	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 750N, объем 500 мкл (22/51/3)</u>		DS80865	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная игла, модель 75N, объем 5 мкл (25s/51/2)</u>		DS87900	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная специальная игла, модель 1701SN, объем 10 мкл (выбор калибра иглы, длины и острия при заказе)</u>		DS80008	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная специальная игла, модель 1702SN, объем 25 мкл (выбор калибра иглы, длины и острия при заказе)</u>		DS80208	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная специальная игла, модель 1705SN, объем 50 мкл (выбор калибра иглы, длины и острия при заказе)</u>		DS80908	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная специальная игла, модель 1710SN, объем 100 мкл (выбор калибра иглы, длины и острия при заказе)</u>		DS81008	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная специальная игла, модель 1725SN, объем 250 мкл (выбор калибра иглы, длины и острия при заказе)</u>		DS81108	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная специальная игла, модель 7001SN, объем 1 мкл (выбор калибра иглы, длины и острия при заказе)</u>		DS80108	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная специальная игла, модель 701SN, объем 10 мкл (выбор калибра иглы, длины и острия при заказе)</u>		DS80308	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная специальная игла, модель 702SN, объем 25 мкл (выбор калибра иглы, длины и острия при заказе)</u>		DS80408	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная специальная игла, модель 705SN, объем 50 мкл (выбор калибра иглы, длины и острия при заказе)</u>		DS80508	

<u>Цифровой микрошприц, встроенная специальная игла, модель 750SN, объем 500 мкл (выбор калибра иглы, длины и остряя при заказе)</u>	DS80808	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная специальная игла, модель 1750SN, объем 500 мкл (выбор калибра иглы, длины и остряя при заказе)</u>	DS81208	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная специальная игла, модель 7000.5SN, объем 0,5 мкл (выбор калибра иглы, длины и остряя при заказе)</u>	DS86251	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная специальная игла, модель 7002SN, объем 2 мкл (выбор калибра иглы, длины и остряя при заказе)</u>	DS88408	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная специальная игла, модель 7101SN, объем 1 мкл (выбор калибра иглы, длины и остряя при заказе)</u>	DS86208	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная специальная игла, модель 7102SN, объем 2 мкл (выбор калибра иглы, длины и остряя при заказе)</u>	DS88508	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная специальная игла, модель 710SN, объем 100 мкл (выбор калибра иглы, длины и остряя при заказе)</u>	DS80608	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная специальная игла, модель 725SN, объем 250 мкл (выбор калибра иглы, длины и остряя при заказе)</u>	DS80708	
<u>Цифровой микрошприц, встроенная специальная игла, модель 75SN, объем 5 мкл (выбор калибра иглы, длины и остряя при заказе)</u>	DS87908	
<u>Цифровой микрошприц, сменная игла, модель 1701RN, объем 10 мкл (22s/51/3)</u>	DS80065	
<u>Цифровой микрошприц, сменная игла, модель 1701RN, объем 10 мкл (26s/51/2)</u>	DS80030	
<u>Цифровой микрошприц, сменная игла, модель 1702N, объем 25 мкл (22s/51/2)</u>	DS80200	
<u>Цифровой микрошприц, сменная игла, модель 1702RN, объем 25 мкл (22s/51/2)</u>	DS80230	
<u>Цифровой микрошприц, сменная игла, модель 1705RN, объем 50 мкл (22s/51/2)</u>	DS80930	
<u>Цифровой микрошприц, сменная игла, модель 1710RN, объем 100 мкл (22s/51/2)</u>	DS81030	
<u>Цифровой микрошприц, сменная игла, модель 1725RN, объем 250 мкл (22s/51/2)</u>	DS81130	
<u>Цифровой микрошприц, сменная игла, модель 1750RN, объем 500 мкл (22/51/2)</u>	DS81230	
<u>Цифровой микрошприц, сменная игла, модель 701RN, объем 10 мкл (26s/51/2)</u>	DS80330	
<u>Цифровой микрошприц, сменная игла, модель 702RN, объем 25 мкл (22s/51/2)</u>	DS80430	
<u>Цифровой микрошприц, сменная игла, модель 705RN, объем 50 мкл (22s/51/3)</u>	DS80530	
<u>Цифровой микрошприц, сменная игла, модель 710RN, объем 100 мкл (22s/51/2)</u>	DS80630	
<u>Цифровой микрошприц, сменная игла, модель 725RN, объем 250 мкл (22s/51/2)</u>	DS80730	
<u>Цифровой микрошприц, сменная игла, модель 750RN, объем 500 мкл (22/51/2)</u>	DS80830	

<u>Цифровой микрошприц, сменная игла, модель 75RN, объем 5 мкл (25s/51/2)</u>		DS87930	
<u>Цифровой микрошприц, сменная специальная игла, модель 75RSN, объем 5 мкл (выбор калибра иглы, длины и острия при заказе)</u>		DS208908	
<u>Цифровой микрошприц, сменная специальная игла, модель 701RSN, объем 10 мкл (выбор калибра иглы, длины и острия при заказе)</u>		DS208308	
<u>Цифровой микрошприц, специальная игла типа Луэра, модель 1750LTSN, объем 500 мкл (выбор калибра иглы, длины и острия при заказе)</u>		DS81214	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: hno@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.hamilton.nt-rt.ru